

URINES		
Acétone (<i>Bandelette urinaire</i>)		Ech
Ac. aminés		Mat
Ac. aspartique	€	Mat
Ac. delta-aminolévulinique	€ à l'abri de la lumière	Ech
Ac. gamma-aminobutyrique	€	Mat
Ac. glutamique	€	Mat
Ac. hippurique	€	Fdp
Ac. méthyl-hippuriques	€	Fdp
Ac. méthyl-malonique		Mat
Ac. muconique	€	Fdp
Ac. organiques		Mat
Ac. s-phényl-mercapturique	€	Fdp
Ac. urique		24 ^h Ech
Alanine	€	Mat
Albumine (protéines)		24 ^h Ech
Aldostérone		24 ^h
Aluminium		Fdp
AMP cyclique	€	24 ^h
Amphétamines	Recueil contrôlé	Ech
Amylase		24 ^h Ech
Antidépresseurs tricycliques	Recueil contrôlé	Ech
Antimoine	€	Fdp
Argent	€	Ech
Arginine	€	Mat
Arsenic	€	Ech
Bandelettes urinaires		Ech
Barbituriques	Recueil contrôlé	Ech
Bence Jones (protéine de)		24 ^h Ech
Benzodiazépines	Recueil contrôlé	Ech
BK		Mat
Bilirubine (<i>Bandelette urinaire</i>)		Ech
Bismuth	€	Ech
Bromures	€	Fdp
BTA test	€	Mat
Buprénorphine (subbutex®)	Recueil contrôlé	Ech
Cadmium	€	Ech
Calcium		24 ^h Ech
Cannabis	Recueil contrôlé	Ech
Catécholamines	PROTOCOLE	24 ^h
Cétostéroïdes (17-)		24 ^h

Chaîne légère libre kappa	€	24 ^h Ech
Chlamydia trachomatis	1 ^{er} jet urinaire	Ech
Chrome	€	Fdp
Citrate		24 ^h
Citrulline	€	Mat
Cobalt	€	Fdp
Cocaine	Recueil contrôlé	Ech
Cortisol libre		24 ^h
Cortisone	€	24 ^h
Cotinine	€ Recueil contrôlé	Ech
Créatinine		24 ^h Ech
Cryptococcus neoformans (Ag)		Ech
CTX		Ech
Cuivre (cuprurie)		24 ^h
Culot (cytologie simple)	INSTRUCTION	Ech
Cystine	€	24 ^h
Cytologie (ana-path)	INSTRUCTION	Ech
Densité		24 ^h Ech
Déoxypyridinoline libre	PROTOCOLE	Mat
ECBU	INSTRUCTION PERCUTER	Ech
Electrophorèse des protéines		24 ^h
Etain	€	Ech
Fluorure	€	24 ^h Ech
Fructose	€	24 ^h
FSH	€	24 ^h
GHB (ac. gamma OH-butyrique)		Ech
Glutamine	€	Mat
Glycine	€	Mat
Guanidinoacétate	€	Mat
Hémoglobines (<i>Bandelette urinaire</i>)		Ech
Hemophilus influenzae (Ag)		Ech
HIA (5- Hydroxy-indolacétate)	PROTOCOLE	24 ^h
Histamine	€	24 ^h
Histidine	€	Mat
HLM - compte d'Addis	INSTRUCTION	3 ^h
Homocystine	€	Mat
HVA (ac. homovanilique)		24 ^h
Hydroxycorticostéroïdes (17-)		24 ^h
Hydroxyproline libre, totale	PROTOCOLE	24 ^h
Hypoxanthine	€	24 ^h
IgA, IgG, IgM	€	Ech

Immunofixation (Bence Jones)		24 ^h Ech
Iodures	€	24 ^h Ech
Ionogramme (Na, K, Cl)		24 ^h Ech
Isoleucine, Leucine	€	Mat
Legionella (Ag)		Ech
Leptospira (Ag)	€	Ech
Leucotriènes E4	€ PROTOCOLE	Mat
LH	€	24 ^h
LSD	Recueil contrôlé	Ech
Lysine	€	Mat
Lysozyme		24 ^h
Magnésium		24 ^h Ech
Manganèse	€	Fdp
Mélatonine	€	24 ^h
Mercuré	€	Fdp
Métanéphrines	PROTOCOLE	24 ^h
Méthadone	Recueil contrôlé	Ech
Méthionine, Méthyl-histidine	€	Mat
Microalbumine		24 ^h Ech
Microglobuline (alpha-1)	€	Mat
Microglobuline (bêta-2)		24 ^h
Molybdène	€	Fdp
Mycobactéries, BK		Ech
Mycoplasmes urogénitaux	1 ^{er} jet urinaire	Ech
Neisseria gonorrhoeae (gonoc.)	1 ^{er} jet urinaire	Ech
Nickel	€	Fdp
Nitrites (<i>Bandelette urinaire</i>)		Ech
NTX		Ech
Opiacés (morphine, héroïne...)	Recueil contrôlé	Ech
Ornithine	€	Mat
Méthyl-dopamine (3-o.)	€ PROTOCOLE	24 ^h
Osmolalité		24 ^h
Oxalate		24 ^h
Parasites urinaires		Ech
PCA3	€ PROTOCOLE	Ech
Peptide C		24 ^h
Phencyclidine		Ech
Phénol	€	Fdp
Phénylalanine	€	Mat
Phospho-éthanolamine	€	Mat
pH (<i>Bandelette urinaire</i>)		Ech

Phosphore		24 ^h	Ech
Plomb			Mat
Pneumocoque (Ag)	€		Ech
Porphyrines	(À l'abri de la lumière)	24 ^h	
Potassium (K)		24 ^h	Ech
Prégnandiol, Prégnanetriol	€	24 ^h	
Proline	€		Mat
Protéines (albumine)		24 ^h	Ech
Sérine	€		Mat
Sérotonine	PROTOCOLE	24 ^h	
Sodium (Na)		24 ^h	Ech
Strontium	€		Ech
Sucre			Ech
Taurine	€		Mat
Thallium	€		Fdp
Thréonine	€		Mat
Transferrine	€		Ech
Tyrosine	€		Mat
Urée		24 ^h	Ech
Uranium	€		Fdp
Urobilinogène (Bandelette urinaire)			Ech
Valine	€		Mat
Vanadium	€		Fdp
VMA (ac. vanylmandélique)		24 ^h	
Xylose	€ PROTOCOLE		Ech
Zinc	€	24 ^h	

- 24^h 24^h Totalité des urines (ou des selles) sur 24 H
- 3^h Totalité des urines sur 3 H après prise de 250 ml d'eau.
- Mat Ech. des premières urines du matin
- Ech Urines à transmettre dans les 2 H après recueil, au-delà conserver le flacon entre 2-8°C.
- Ech Ech. d'urines ou de selles à transmettre dans les 24 H
- PERCUTER Ech. d'urines sans exigence horaire si tubes percutes
- Ech Ech Ech. d'urines ou de selles sans exigence horaire
- Fdp Urines de fin de poste (surveillance du personnel exposé)
- INSTRUCTION Se référer au protocole de recueil fourni avec le flacon
- 1^{er} jet urinaire Recueillir le 1^{er} jet urinaire lors de la miction
- PROTOCOLE Protocole particulier à respecter. Contacter le laboratoire
- Rec. contrôlé Recueil au laboratoire ou sous surveillance d'un opérateur
- € Examen HN : non remboursé et à la charge du patient
- DDR Préciser la Date de Dernières Règles

SELLES		
Ac. organiques		24 ^h
Adenovirus (recherche)		Ech
Ammoniaque		24 ^h
Antitrypsine (α1, clairance)	PROTOCOLE	24 ^h
Azote (créatorrhée)		24 ^h
Calprotectine	€	Ech
Chimie (fécalogramme)		24 ^h
Clostridium difficile (toxine)	Conservé à 2-8°C si transmission >24h	Ech
Coproculture (recherche)		Ech
Elastase		Ech
Ionogramme		24 ^h
Parasites intestinaux (rech.)		Ech
pH		Ech
Rotavirus (recherche)		Ech
Sang		Ech
Stéatorrhée	PROTOCOLE	24 ^h

AUTRE	
LCR (Réservé aux CH)	3 flacons stériles Identifiés et numérotés de 1 à 3 + renseignements cliniques
Ponction d'Ascite	1 tube Héparine gel, 1 tube EDTA, 1 E-Swab Rose, 1 série d'hémocultures, 2 flacons stériles types ECU ou pot à Copro, 1 flacon Anapath (si prescrit) Délai d'acheminement : 4h max à T° Ambiante, 24h max à T° réfrigérée.

QUELQUES INSTRUCTIONS

Urines de 24 H : uriner dans les WC, noter l'heure et à partir de là recueillir **toutes** les urines dans le flacon jusqu'au lendemain même heure. A l'heure de fin, recueillir une dernière fois les urines dans le flacon. Conserver le flacon au **réfrigérateur** durant le recueil.

Selles de 24 H : Principe de recueil identique à ci-dessus.

Cas de l'ECBU ou du Culot : Préférer les urines du matin. Faire une **toilette intime soigneuse**. Recueillir les urines **en milieu de jet**. Conserver le **flacon au frais**. L'apporter **rapidement** au labo. Possibilité de transfert de l'urine dans les tubes kaki et beige par percutage.

Cas de la cytologie (ana-path) : **Flacon à retirer au laboratoire** Toilette intime. Urines recueillies après un effort physique modéré (marche à pied, montée d'escalier, etc.) afin de faciliter la desquamation des cellules urothéliales. Urines 24H et urines 1er jet du matin à proscrire.

Cas du compte d'Addis (HLM) sur urines de 3H :
Uriner dans les WC. Boire un **grand verre d'eau**. Se **recoucher 3H**. Recueillir la **totalité** des urines dans le flacon.
Conserver le **flacon au frais**. L'apporter **rapidement** au labo.

Les informations de ce document ne se substituent en aucun cas aux protocoles de recueil en vigueur dans le laboratoire.

Liste non exhaustive. Pour les tests non répertoriés, nous contacter



AIDE MEMOIRE ANALYSES URINAIRES COPROLOGIQUES, ET AUTRES

AVESNELLES

10 Route de Haut-Lieu
59440 AVESNELLES
Tel : 03.27.56.12.30

du lundi au vendredi :
7h30 - 12h00 / 14h00 - 18h00
le samedi : 8h00 - 13h00

FOURMIES

11 Rue de l'hôpital
59610 FOURMIES
Tel : 03.27.60.55.55

du lundi au vendredi :
7h30-12h30 / 14h00 - 18h00
le samedi : 8h00 - 13h00

MAUBEUGE PARC

Clinique du Parc
Route d'Assevent
59600 MAUBEUGE
Tel : 03.27.53.88.60

du lundi au vendredi :
7h30 - 12h30 / 14h00 - 17h00
le samedi : 7h30 - 12h00

MAUBEUGE CENTRE

75, Avenue de France
59600 MAUBEUGE
Tel : 03.27.53.15.50

du lundi au vendredi :
7h30 - 12h15 / 13h45 - 18h00
le samedi : 7h30 - 12h00

MAUBEUGE DOUZIES

23, Rue de Douzies
59600 MAUBEUGE
Tel : 03.27.65.77.33

du lundi au vendredi :
7h30 - 17h00
le samedi : 8h00 - 12h00

HAUTMONT

12, Boulevard de L'Ecluse
59330 HAUTMONT
Tel : 03.27.63.84.67

du lundi au vendredi :
7h30 - 12h00 / 14h00 - 17h00
le samedi : 8h00 - 12h00

JEUMONT

55, Rue Aldo Covi
59460 JEUMONT
Tel : 03.27.39.64.83

du lundi au vendredi :
7h45 - 12h00 / 14h00 - 17h00
le samedi : 7h45 - 12h00

HIRSON

8, Av du Maréchal Joffre
02500 HIRSON
Tel : 03.23.58.86.86

du lundi au vendredi :
7h30 - 13h00 / 14h00 - 17h00
le samedi : 8h00 - 12h00